



# FICHE TECHNIQUE

## BANDE EXTENSIBLE 4M X 5 CM

Référence

02 02 06

### FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN  
Annexe VII de la DIR 93/42/CEE  
Marquage CE Classe I

### DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

### SPÉCIFICATIONS

**Indication:**

Dispositif médical à usage unique  
Maintien des pansements, articulations ou masse musculaires

**Origine :** Chine

### CARACTERISTIQUES

Bords tissés	
Poids	27g/m <sup>2</sup>
Longueur étirée	4m ±4%
Largeur	5cm±4%
Elasticité	90 à 110%

Absence de latex

### COMPOSITION

55% polyamide  
45% viscose

### STÉRILISATION

### EMBALLAGE

Emballés individuellement sous cellophane

### CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Sachet	Cellophane		1
Boite	Blanche		20 bandes
Colis	Marron	300x200x300mm	10 x 20 bandes = 2kgs

08/09/2004