



FICHE TECHNIQUE

BANDE EXTENSIBLE 4M X 10CM

Référence

02 02 08

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Annexe VII de la DIR 93/42/CEE
Marquage CE Classe I

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Indications:

Dispositif médical à usage unique
Maintien des pansements, articulations ou masse musculaires

Origine: Chine

CARACTERISTIQUES

Bords tissés	
Poids	27g/m ²
Longueur étirée	4m ±4%
Largeur	10cm±4%
Elasticité	90 à 110%

Absence de latex

COMPOSITION

55% polyamide
45% viscose

STÉRILISATION

EMBALLAGE

Emballés individuellement sous cellophane

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Sachet	Cellophane		1 bande
Boite			20 bandes
Colis		550x 200 x 300mm	10 x 20 bandes = 3.5kgs

08/09/2004