



FICHE TECHNIQUE

BANDE DE CREPE
4m x 10cm

Référence

02 03 03

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Annexe VII de la DIR 93/42/CEE
Marquage CE Classe I

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Bandes de crêpe 75g/m²

Indication: Dispositif médical à usage unique
Maintien des pansements et des articulations

Origine: Chine

CARACTERISTIQUES

Bande de crêpe blanchie
Lisière bleue de chaque côté
Composition
Poids
Duitage
Longueur étirée
Largeur:
Substances solubles à l'eau
Substances solubles à l'éther
Fluorescence
Elasticité

100% coton
75/m² (±5g)
110 (±5g) x 65 (±5)
4m (±25cm)
± 0.3 cm
< 1%
< 1%
aucune
170<x<200
90% à 110%

Absence de latex

COMPOSITION

100% cotton

STÉRILISATION

EMBALLAGE

Emballée individuellement sous cellophane

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Sachet	Cellophane		1 bande
Boite	Blanche	24 x 21 x 10	20 bandes
Carton	Marron	56 x 26 x 41	10 x 20 bandes
Poids			9kgs

8/09/2004