



## FICHE TECHNIQUE

### Compresses de non tissé stériles par 2 10x10cm 4 plis 40 grs

Référence

07 02 31

#### FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN  
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V et VII de la DIR 93/42/CEE  
Marquage CE Classe I stérile  
Numéro CE : 0197  
Organisme notifié : TÜV RHEINLAND

#### DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN  
Z.A. de la poste  
69490 St ROMAIN de POPEY

#### SPÉCIFICATIONS

Conforme aux normes ISO 9073-3 et EN 1644-1

Compresse de non tissé 10x10 4plis 40grs stérile par 2

Référence : 070231

Origine de la matière première : CHINE

Indication : Temporaire, non invasif destiné à être utilisé comme barrière mécanique, pour la compression ou l'absorption des liquides corporels.

Caractéristiques : (Méthode d'analyse : Pharmacopée Européenne)

#### CARACTERISTIQUES

- Temps d'immersion	<ou = 10 secondes
- Capacité d'absorption	>8 g/g
- Acidité alcalinité	pH = 7± 1
- Substances tensioactives	< 4 mm
- Substances solubles à l'eau	<0.5%
- Substances solubles à l'éther	<0.5%
- Fluorescence	quelques fibres isolés
- Amidon	pas de couleur bleue/verte au contact de solution iodé
- Humidité	<10%
- Cendres sulfuriques	<1.7%
- Minimum masse /m <sup>2</sup>	38.0±3.0g per sq.m
- Résistance à la rupture (à sec)	sens marche:35 sens travers:25
- Résistance à la rupture (humide)	sens marche:25 sens travers:20
- Biocontamination	<10 <sup>2</sup> CFU/g

#### COMPOSITION

67± 3% Viscose , 33 ± 3% Polyester

#### STÉRILISATION

Traitement par irradiation

#### EMBALLAGE

Mise sous blister en atmosphère contrôlée

#### CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Sachet papier/papier	P.M. 60g/m <sup>2</sup>	130x150mm	2 compresses
Boite	blanche	185x135x160mm	50 x 2 compresses
Carton	blanc	735x370x325mm	12 boites de 50x 2 compresses
Palette			

08/09/2004