



FICHE TECHNIQUE

Compresses de non tissé stériles par 2 7.5X7.5cm 4 Plis 40 grs

Référence

07 02 45

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V et VII de la DIR 93/42/CEE
Marquage CE Classe I stérile
Numéro CE : 0197
Organisme notifié : TÜV RHEINLAND

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN
Z.A. de la poste
69490 St ROMAIN de POPEY

SPÉCIFICATIONS

Conforme aux normes ISO 9073-3 et EN 1644-1

Compresse de non tissé 7.5x7.5 4plis 40grs stérile par 2

Référence : 070245

Origine de la matière première : ISRAEL

Indication : Temporaire, non invasif destiné à être utilisé comme barrière mécanique, pour la compression ou l'absorption des liquides corporels.

Caractéristiques : (Méthode d'analyse : Pharmacopée Européenne)

CARACTERISTIQUES

- Temps d'immersion	<ou = 10 secondes
- Capacité d'absorption	>ou= 17.5 g/g
- Acidité alcalinité	pH = 7 ± 1
- Substances tensioactives	< 4 mm
- Substances solubles à l'eau	<0.5%
- Substances solubles à l'éther	<0.5%
- Fluorescence	quelques fibres isolés
- Amidon	pas de couleur bleue/verte
	au contact de solution iodé
	<10%
- Humidité	<1.7%
- Cendres sulfuriques	38.0±3.0g per sq.m
- Minimum masse /m ²	sens marche:30
- Résistance à la rupture	sens travers:30
- Biocontamination	<10 ² CFU/g

COMPOSITION

67% ±3%Viscose, 33% ± 3%Polyester

STÉRILISATION

Traitement par oxyde d'éthylène

EMBALLAGE

Mise sous blister en atmosphère contrôlée
Caractéristique papier : PGL médical 60g.

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Sachet papier/papier	P.M. 60g/m ²	110x125mm	2 compresses
Boite	blanche		50 x 2 compresses
Carton	blanc		12 boîtes de 50 x 2 compresses
Palette			

8/09/2004