



FICHE TECHNIQUE

BANDE DE CONTENTION LEGERE 7m x 10cm

Référence

41 60 19 GU

FABRICANT

BASTOS VIEGAS
PORTUGAL
Marquage CE classe I

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Bande de contention légère 7m x 10cm

Indication: bande compressive

CARACTERISTIQUES

- Longueur	7m
- Elongation	120%
- Poids étiré	100g/m
- Poids non étiré	220g/m

Absence de latex

COMPOSITION

84% coton
7% polyamide
9% polyuretane

STÉRILISATION

Non stérile

EMBALLAGE

Emballé individuellement sous cellophane.

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Boite			10 bandes
Colis			14 boîtes de 10 bandes
Poids			
Palette			

08/09/2004