



# FICHE TECHNIQUE

## BANDE DE CONTENTION FORTE 7m x 8cm

Référence

**41 70 18 GU**

### FABRICANT

BASTOS VIEGAS  
PORTUGAL  
Marquage CE classe I

### DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

### SPÉCIFICATIONS

Bande de contention forte 7m x 8cm

Indication: bande compressive

### CARACTERISTIQUES

- Longueur	7m
- Elongation	140%
- Poids étiré	125g/m
- Poids non étiré	320g/m

Absence de latex

### COMPOSITION

90% coton  
10% polyuretane

### STÉRILISATION

Non stérile

### EMBALLAGE

Emballé individuellement sous cellophane.

### CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Boite			10 bandes
Poids			
Palette			

08/09/2004