



FICHE TECHNIQUE

BANDE DE CONTENTION FORTE 7m x 10cm

Référence

41 70 19 GU

FABRICANT

BASTOS VIEGAS
PORTUGAL
Marquage CE classe I

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Bande de contention forte 7m x 10cm

Indication: bande compressive

CARACTERISTIQUES

- Longueur	7m
- Elongation	140%
- Poids étiré	125g/m
- Poids non étiré	320g/m

Absence de latex

COMPOSITION

90% coton
10% polyuretane

STÉRILISATION

Non stérile

EMBALLAGE

Emballé individuellement sous cellophane.

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Boite			10 bandes
Colis			12 boîtes de 10 bandes
Poids			
Palette			

08/09/2004