



FICHE TECHNIQUE

COMPRESSE NON-ADHERENTE STERILE 10cm x 20cm

Référence

48 70 04 CZ

FABRICANT

BASTOS VIEGA
PORTUGAL

Marquage CE classe I
N° 0503
Normes applicables ISO 9002/ EN 46002
Directive 93/42 CEE

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Compresse non adhérente 10x20 stérile par 1

REF : 487004

Origine de la matière première : CHINE.

Indications : protection non adhérente pour plaies

Description :

1 couche non adhérente
1 couche absorbante
1 couche hydrophob

CARACTERISTIQUES

Poids g/m ²	275+/-15%
Longueur	10 +/- 10%
Largeur	20 +/-10%

COMPOSITION

STÉRILISATION

Vapeur

EMBALLAGE

Mise sous blister en atmosphère contrôlée

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
sachet			1 compresse
Boite			150 sachets
carton			6 boîtes

8/09/2004