



FICHE TECHNIQUE

PANSEMENT ABSORBANT 10x10

Référence

79 61 00 OZ

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Annexe VII de la DIR 93/42/CEE
Marquage CE Classe I

Normes appliquées : ISO 9001/EN ISO 13485

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Présentation:

Une couche côté plaie en polypropylène blanc de 18g, de très faible adhérence. Une couche externe bleue hydrophobe en (77% viscose et 23% de cellulose). Une couche interne, composée de fluff de cellulose, entourée de papier 19grs avec propriété de dispersion.

Indications:

Produit non invasif, à usage unique.
Pansement avec haute capacité d'absorption, spécialement étudié pour plaie avec sang ou avec beaucoup de drainage en début de phase des traitements infectieux.
Absorption des exsudats, barrière mécanique pour la compression.

CARACTERISTIQUES

Dimensions extérieures:

Extérieure	120mm±5 x 100mm±5
Intérieure	90mm±5 x 98mm±5
Poids	4g±1g
Absorption	10g/g

COMPOSITION

STÉRILISATION

EMBALLAGE

Sachet plastique de 50 pansements

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Sachet			150
Colis			6x150

8/09/2004