



FICHE TECHNIQUE

Pansement absorbant stérile 10x20

Référence

79 83 90

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V et VII de la DIR 93/42/CEE
Marquage CE Classe I stérile
ORGANISME NOTIFIÉ : TÜV RHEINLAND

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Présentation:

Une couche côté plaie en non tissé blanc, de très faible adhérence. Une couche externe bleue hydrophobe en SMS. Une couche interne, composée de fluff de cellulose, entourée de papier avec propriété de dispersion.

Indications:

Produit non invasif, à usage unique.
Pansement avec haute capacité d'absorption, spécialement étudié pour plaie avec sang ou avec beaucoup de drainage en début de phase des traitements infectieux.
Absorption des exsudats, barrière mécanique pour la compression.

CARACTERISTIQUES

Dimensions

Extérieure	200mm±5 x 100mm±5
Intérieure	155mm±5 x 100mm±5
Poids	7.6g±0.5g
Absorption	10g/g
Bioburden	<10 ² CFU/g

COMPOSITION

Absence de latex

STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'éthylène

EMBALLAGE

Mise sous blister en atmosphère contrôlée

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Sachet		14x18cm	1
Boite		25x18x31cm	100
Colis		52x38x33cm	4x100