

# FICHE TECHNIQUE

## Pansements AQUA BLOC

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Pansement Post opératoire

222471	Taille : 5 x 7 cm (tampon central 2 x 3,5 cm)
222481	Taille : 10 x 8 cm (tampon central 4,5 x 5,5 cm)
222491	Taille : 15 x 10 cm (tampon central 5,5 x 10 cm)



### DESCRIPTIF / FONCTION

Pansement postopératoire imperméable à l'eau et aux bactéries.



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans latex.
- Usage unique.
- Stérile (ETO)
- Ultra fin, confortable et discret.
- Compresse très absorbante pour les différents types d'exsudats.
- Imperméable à l'eau et aux bactéries (réduction des risques d'infection et de macération).
- Protection maximum à l'eau et aux bactéries grâce à son film transparent en polyuréthane.
- Respirant.
- Peut rester en place plusieurs jours.
- S'adapte à toutes les parties du corps.
- Radio-opaque.
- Le retrait s'effectue sans douleur et sans coller.

### COMPOSITION DES MATERIAUX

Viscose et propylène

### REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Artsana (Italie)
- **Durée de validité** : 5 ans
- **Conservation** : Dans un endroit sec à l'abri de la lumière
- **Code ACL** : Néant
- **Code LPPR** : Néant

- **Code cladimed** : F51BZ99
  - **Normes CE 0373**
  - **Classe** : IIa
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*
- **Annexe** : Néant

### CONTIENNEMENT

- Boîte de 5 unités
- Carton de 12 unités