

FICHE TECHNIQUE

Pansements CLASSIC



CARACTERISTIQUES GENERALES

Pansements universel

220161	Assortiment de 20 pansements différentes tailles - prédécoupés 8 u : 19 x 72 mm ; 4 u : 25 x 72 mm ; 4 u : 57 x 16 mm ; 4 u : dia 22,5 mm
230900	Bande de 5 pansements - Taille : 19 x 72 mm - pré-découpés – Stérile
220141	Taille : 19 x 72 mm - pré-découpés

Gros conditionnement

DESCRIPTIF / FONCTION

Pansement « classic » universel en polyéthylène idéal pour les peaux normales.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans latex.
- Usage unique.
- Non stérile (sauf ref 230900)
- Adhésif.
- Imperméable.
- Très élastique et confortable, idéale pour les parties du corps en mouvement ou de surface irrégulière.
- En polyéthylène avec pores pour assurer au maximum les échanges gazeux tout en protégeant la plaie.
- Radio-opaque.
- La compresse et la partie adhésive sont protégées d'un papier en silicone facilement retirable avant utilisation.
- Ne laisse aucun résidu de colle sur la peau après retrait.



Contre indications : latex dans l'emballage (colle)

COMPOSITION DES MATERIAUX

- Compresse : viscose et propylène
- Pansement : film de polyuréthane
- Adhésif : acrylique synthétique avec solvants

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Artsana (Italie)
- **Durée de validité** : 5 ans
- **Conservation** : Dans un endroit sec à l'abri de la lumière
- **Code ACL** : Néant
- **Code LPPR** : Néant

- **Code cladimed** : F51BZ99
 - **Normes CE 0373**
 - **Classe** : I et Is
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*
- **Annexe** : Néant

CONTIONNEMENT

Ref 220161

- Boîte de 20 unités
- Carton de 480 unités

Ref 220141

- Boîte de 20 unités
- Carton de 480 unités

Ref 230900

- Boîte de 1000 unités
- Carton de 10000 unités

Conditionnement hospitalier