

FICHE TECHNIQUE

Pansement pour cathéters SECURFIX

CARACTERISTIQUES GENERALES

Kit de fixation stérile pour cathéter

226500 Securfix - Dimensions : 7 x 8 cm - blanc



DESCRIPTIF / FONCTION


SECURFIX est un set stérile prêt à l'emploi qui permet de fixer l'aiguille du cathéter de façon pratique et en toute sécurité.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

COMPOSITION DU SET

- 1) Un pansement hypoallergénique non tissé pour fixer l'aiguille en toute sécurité.
- 2) Un pansement pour fixer la ligne de perfusion afin d'assurer le maintien de l'aiguille dans la veine pour éviter qu'elle ne se déloge.
- 3) Une compresse à placer sous les ailettes de l'aiguille et le cathéter pour protéger la peau lors des traitements de longue durée.

- Sans latex.
- Usage unique.
- Stérile
- Dimension : 7 x 8 cm
- Radio-opaque.
- La compresse et la partie adhésive sont protégées d'un papier en silicone facilement retirable avant utilisation.
- Ne laisse aucun résidu de colle sur la peau après retrait.



COMPOSITION DES MATERIAUX

- Compresse : viscosse et propylène
- Adhésif: acrylique synthétique avec solvants

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Artsana (Italie)
- **Durée de validité** : 5 ans
- **Conservation** : Dans un endroit sec à l'abri de la lumière
- **Code ACL** : Néant
- **Code LPPR** : Néant

- **Code cladimed** : C54KE02
- **Normes CE 0373**
- **Classe** : Is
- *Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*
- **Annexe** : Néant

CONTIENNEMENT

- Unitaire sous simple emballage
- Boîte de 100 unités
- Carton de 3600 unités

L.D.T.A.S APOTECNIA - KELIS MEDICAL

51-55 Avenue des Templiers - ZAC de Napollon - 13400 Aubagne

Fax : 04 42 03 55 02

e-mail : serviceclient@apotecnia.com

www.apotecnia.com

www.kelis-medical.com

serviceclient@kelis-medical.com

FICHE TECHNIQUE

Pansement pour cathéters SECURFIX PLUS


CARACTERISTIQUES GENERALES

Kit de fixation stérile pour cathéter

227860 Securfix Plus - Dimensions : 10 x 10 cm sans « u » - transparent

DESCRIPTIF / FONCTION



SECURFIX PLUS est un set stérile prêt à l'emploi en polyuréthane qui permet de contrôler les points d'insertion de cathéter veineux centraux et périphériques.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans latex.
- Usage unique.
- Stérile (stérilisation à l'ETO)
- Imperméable
- Radio-opaque.
- L'adhésif ultra fin en polyuréthane s'adapte comme un seconde peau, assurant le plus grand confort au patient lors de l'application.
- Compatible avec tous types de cathéter standard.
- La compresse et la partie adhésive sont protégées d'un papier en silicone facilement retirable avant utilisation.
- Grâce à son confort et son imperméabilité à l'oxygène et à la vapeur il peut être laissé en place jusqu'à 14 jours.
- Ne laisse aucun résidu de colle sur la peau après retrait.

MODE D'EMPLOI



COMPOSITION DES MATERIAUX

- Film : polyuréthane
- Adhésif: acrylique synthétique avec solvants

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Artsana (Italie)
- **Durée de validité** : 5 ans
- **Conservation** : Dans un endroit sec à l'abri de la lumière
- **Code ACL** : Néant
- **Code LPPR** : Néant

- **Code cladimed** : C54KE02
- **Normes CE 0373**
- **Classe** : IIa
- *Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*
- **Annexe** : Néant

CONTIENNEMENT

- Unitaire sous simple emballage
- Boîte de 50 unités
- Carton de 1800 unités

L.D.T.A.S APOTECNIA - KELIS MEDICAL

51-55 Avenue des Templiers - ZAC de Napollon - 13400 Aubagne

Fax : 04 42 03 55 02

e-mail : serviceclient@apotecnia.com

www.apotecnia.com

www.kelis-medical.com

serviceclient@kelis-medical.com