

FICHE TECHNIQUE

Pansements SOFFIX MED

CARACTERISTIQUES GENERALES

Pansements adhésives post opératoire

22670	pansements ultra-doux - Taille : 5 x 7 cm (tampon central 3 x 4 cm) - pré-découpés
22671	pansements ultra-doux - Taille : 10 x 8 cm (tampon central 5,5 x 4,5 cm) - pré-découpés
22673	pansements ultra-doux - Taille : 15 x 10 cm (10 x 5 cm) - pré-découpés




DESCRIPTIF / FONCTION

Pansement « Soffix Med » avec compresse neutre absorbante et non adhérente.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans latex.
- Usage unique.
- Stérile (stérilisation ETO)
- Non-tissé.
- Adhésif
- Compresse très absorbante.
- Très doux et respirant.
- Radio-opaque.
- S'adapte à la plupart des zones difficiles du corps.
- Grâce à son film microporeux, le retrait s'effectue sans douleur et sans coller.



COMPOSITION DES MATERIAUX

- Compresse : viscose et propylène
- Adhésif: acrylique synthétique avec solvants

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Artsana (Italie)
- **Durée de validité** : 5 ans
- **Conservation** : Dans un endroit sec à l'abri de la lumière
- **Code ACL** : Néant
- **Code LPPR** : Néant

- **Code cladimed** : F51BZ99
- **Normes CE 0373**
- **Classe** : IIa
Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux
- **Annexe** : Néant

CONTIENNEMENT

Ref 22670

- Boîte de 100 unités
- Carton de 3500 unités

Ref 22671

- Boîte de 50 unités
- Carton de 1200 unités

Ref 22673

- Boîte de 50 unités
- Carton de 600 unités