

BD Vecafix™, BD Veca-C™

Pansements stériles non tissés

Matériel stérile à usage unique



FICHE TECHNIQUE

Description

Les pansements BD Vecafix™ et BD Veca-C™ sont stériles non tissés, non transparents et pré-fendus.

Ils peuvent être utilisés pour la fixation des cathéters à site d'injection.

BD Veca-C™ dispose d'une fenêtre transparente.



Composition

Composant	Matériau
Compresse	Polyester non tissé
Tampon absorbant anodisé	Polyester et aluminium perforé
Compresse hydrophile	Polyester non tissé
Adhésif	2.éthylhexylpolyacrylate
Fenêtre (BD Veca-C™)	Polyuréthane (PUR)
Emballage individuel	Papier et latex

Composition : sans DEHP, sans phtalate.

L'emballage du pansement contient du latex. Le pansement en lui-même ne contient pas de latex.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène



Usage unique



5 ans après stérilisation



Informations administratives

BD Vecafix™, BD Veca-C™

Marquage CE 01141, BSI 0086 Classe I (Directive européenne 93/42/CEE, annexe II).

Lieu de fabrication : Attends Healthcare AB, Box 173, 578 24 Aneby, Suède.

Fabrication pour : Becton Dickinson, Helsingborg, Suède.

Certification : ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 & ISO 14001:2004, certificat GB0000300, certifié par LRQA.

Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Longueur	Largeur	Fenêtre	Conditionnement (Boîte/carton)
		mm	mm	mm	
392015	BD Vecafix™	75	60	-	50/600
392020	BD Veca-C™	75	60	18x20	50/600